

# remel

## BactiCard® Candida

### INTENDED USE

Remel BactiCard® Candida is recommended for use in qualitative procedures to aid in the identification of *Candida albicans* by the rapid detection of L-proline aminopeptidase and  $\beta$ -galactosaminidase.

### SUMMARY AND EXPLANATION

*Candida albicans* is the species of yeast most frequently isolated from clinical specimens. Traditionally, *C. albicans* has been presumptively identified by the germ tube test.<sup>1</sup> Studies have indicated that up to 5% of clinical isolates of *C. albicans* are germ tube negative. Additionally, early pseudohyphae of *Candida tropicalis* may be confused with germ tube formation. Perry and Miller evaluated the use of 4-methylumbelliferyl-N-acetyl- $\beta$ -D-galactosaminide to detect an enzyme produced by *C. albicans*,  $\beta$ -galactosaminidase (MUGAL).<sup>2</sup> In further testing, Perry et al. modified the test substrate and added a second substrate for detection of L-proline aminopeptidase (PRO).<sup>3</sup> The combined use of two substrates provided for a method with improved sensitivity and specificity to aid in the identification of *Candida* spp. While other species of yeast were found to be positive for one enzyme or the other, *C. albicans* tested positive for both enzymes. This substrate combination provides a rapid, nonmicroscopic method to aid in the identification of *C. albicans* as effectively as the germ tube test.<sup>4</sup>

### PRINCIPLE

BactiCard® Candida consists of two separate test circles. The MUGAL circle contains the substrate, 4-methylumbelliferyl-N-acetyl- $\beta$ -D-galactosaminide. In the presence of the enzyme,  $\beta$ -galactosaminidase, this substrate releases 4-methylumbelliferone, a highly fluorescent compound detectable by longwave ultraviolet light. The PRO circle contains the substrate, L-proline- $\beta$ -naphthylamide. In the presence of the enzyme, L-proline aminopeptidase, the substrate is hydrolyzed and reacts with the Color Developer to form a red color.

### REAGENTS AND MATERIALS SUPPLIED

1. **BactiCard® Candida Test Cards** (25)  
Reactive Ingredients:  
L-Proline- $\beta$ -naphthylamide (PRO)  
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl- $\beta$ -D-galactosaminide (MUGAL)
2. **Rehydrating Fluid** (1 bottle, 6.0 ml) with preservative
3. **Color Developer** (1 bottle, 6.0 ml)  
Reactive Ingredient: 0.02% p-Dimethylaminocinnamaldehyde
4. **MUGAL Reagent** (1 bottle, 6.0 ml)  
Reactive Ingredient: 4% Sodium Hydroxide
5. **Applicator Sticks** (1 vial)
6. **Instructions for Use** (IFU)

### PRECAUTIONS

This product is for *In Vitro* diagnostic use and should be used by properly trained individuals. Precautions should be taken against the dangers of microbiological hazards by properly sterilizing specimens, containers, and media after use. Directions should be read and followed carefully.

### Caution!

1. MUGAL Reagent may cause irritation to skin, eyes, and respiratory system.
2. Color Developer is toxic and harmful by inhalation, contact with skin, or if swallowed. May impair fertility or cause harm to unborn child.
3. Refer to Material Safety Data Sheet for detailed information on reagent chemicals.

### STORAGE

This product is ready for use and no further preparation is necessary. Store product in its original container at 2-8°C until used. Do not freeze or overheat. Allow product to equilibrate to room temperature before use. Do not incubate prior to use. Once opened, maintain

unused test cards at 2-8°C in the foil pouch provided. Seal to protect from moisture.

### PRODUCT DETERIORATION

This product should not be used if (1) the color has changed, (2) the expiration date has passed, or (3) there are other signs of deterioration.

**Note:** Precipitate formation in the Color Developer at storage temperatures is common and does not affect performance of the test.

### SPECIMEN COLLECTION, STORAGE, AND TRANSPORT

Specimens should be collected and handled following recommended guidelines.<sup>5</sup>

### MATERIALS REQUIRED BUT NOT SUPPLIED

(1) Loop sterilization device, (2) Inoculating loop, swabs, collection containers, (3) Incubators, alternative environmental systems, (4) Supplemental media, (5) Quality control organisms, (6) Longwave ultraviolet light (Woods Lamp).

### PROCEDURE

Test isolates acceptable for testing with BactiCard® Candida are 18-72 hour, pure cultures of yeast.

1. Label BactiCard® Candida with the specimen identification.
2. Inoculate only one isolate per test card.
3. Add one (1) drop of BactiCard® Candida Rehydrating Fluid to each test circle. Do not oversaturate the test area.
4. Inoculate each test circle with a visible inoculum of the test isolate using an applicator stick (provided).
5. Incubate at room temperature for five (5) minutes.
6. Add one (1) drop of BactiCard® Candida Color Developer to the PRO test circle.
7. Observe for a red color development within 30 seconds, indicating a positive test.
8. Add one (1) drop of BactiCard® Candida MUGAL Reagent to the MUGAL test circle.
9. Observe the MUGAL test circle in a darkened room with a longwave ultraviolet light for bright blue fluorescence, indicating a positive test.

### INTERPRETATION

#### PRO Test:

Positive Test - Red color development within 30 seconds

Negative Test - No color change

#### MUGAL Test:

Positive Test - Bright blue fluorescence

Negative Test - No fluorescence

### EXPECTED VALUES

*C. albicans* is positive for both tests. If either the PRO or the MUGAL is negative or if both tests are negative, further testing is required for identification of the yeast isolate.

**Note:** *Candida dubliniensis* is also positive for both PRO and MUGAL. Growth at elevated temperatures and colony morphology on differential media have been reported to facilitate differentiation of *C. albicans* and *C. dubliniensis*.<sup>6,7</sup>

### QUALITY CONTROL

All lot numbers of BactiCard® Candida have been tested using the following quality control organisms and have been found to be acceptable. Testing of control organisms should be performed in accordance with established laboratory quality control procedures. If aberrant quality control results are noted, patient results should not be reported.

CONTROL	INCUBATION	RESULTS	
		PRO	MUGAL
<i>Candida albicans</i> ATCC® 10231	Aerobic, 5 min. @ Room Temperature	+	+
<i>Cryptococcus neoformans</i> ATCC® 32045	Aerobic, 5 min. @ Room Temperature	-	-

## ENGLISH

### PERFORMANCE CHARACTERISTICS

BactiCard® Candida was evaluated with 711 strains of yeast and demonstrated greater than 99% agreement with conventional identification methods. All 152 strains of *C. albicans* tested were PRO and MUGAL positive. Five of 152 strains were germ tube negative (3.3%). Of the 559 additional yeast isolates evaluated, six strains were positive for both enzymes (3 of 13 *Candida rugosa*, 2 of 13 *Candida stellatoidea*, and 1 of 6 *Trichosporon beigeli*, which is morphologically distinct from *C. albicans*).

### LIMITATIONS

1. This test is only part of the overall scheme for identification of yeasts. Further testing is required for definitive identification. Consult appropriate references for further instructions.<sup>1,5</sup>
2. Testing cultures mixed with bacteria or other species of yeast may yield aberrant results.
3. Testing cultures less than 18 hours old may result in false-negative reactions.
4. Extending the incubation of the test card beyond the specified time parameter may result in a false-positive reaction.
5. Some species of yeast may appear to fluoresce yellow on the MUGAL test circle and should not be confused with the blue fluorescence of a true positive reaction.
6. *C. dubliniensis*, first described in 1995, also produces germ tubes and chlamydospores.<sup>8</sup> Growth at elevated temperatures and morphology on differential media have been found to facilitate differentiation of *C. albicans* and *C. dubliniensis*.<sup>6,7</sup>

### BIBLIOGRAPHY




1. Winn, W., S. Allen, J. William, E. Koneman, G. Procop, P. Schreckenberger, and G. Woods. 2006. Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 6<sup>th</sup> ed. Lippincott Williams and Wilkins, Baltimore, MD.
2. Perry, J.L. and G.R. Miller. 1987. J. Clin. Microbiol. 25:2424-2425.
3. Perry, J.L., G.R. Miller, and D.L. Carr. 1990. J. Clin. Microbiol. 28:614-615.
4. Dealler, S.F. 1991. J. Clin. Microbiol. 29:1081-1082.

5. Murray, P.R., E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M.L. Landry, and M.A. Pfaller. 2007. Manual of Clinical Microbiology. 9<sup>th</sup> ed. ASM Press, Washington, D.C.
6. Al Mosaid, A., D. Sullivan, I.F. Salkin, D. Shanley, and D.C. Coleman. 2001. J. Clin. Microbiol. 39:323-327.
7. Wabale, V.R., A.S. Kagal, R.S. Mani, and R. Bharadwaj. 2007. Indian J. Med. Microbiol. 25:304-305. Retrieved October 1, 2008 from: <http://www.ijmm.org/text.asp?2007/25/3/304/34787>.
8. Sullivan, D.J., T.J. Westerneng, K.A. Haynes, D.E. Bennett, and D.C. Coleman. 1995. Microbiology. 141:1507-1521.

### PACKAGING

REF R21106, BactiCard® Candida ..... 25 Tests/Kit

### Symbol Legend

REF	Catalog Number
IVD	In Vitro Diagnostic Medical Device
LAB	For Laboratory Use
	Consult Instructions for Use (IFU)
	Temperature Limitation (Storage Temp.)
LOT	Batch Code (Lot Number)
	Use By (Expiration Date)
EC REP	European Authorized Representative



BactiCard® is a registered trademark of Remel Inc.  
ATCC® is a registered trademark of American Type Culture Collection.

IFU 21106, Revised February 2, 2009

Printed in U.S.A.

# remel

## BactiCard® Candida

### Verwendungszweck

Remel BactiCard® Candida ist zur Verwendung in qualitativen Verfahren zur Identifizierung von *Candida albicans* durch einen schnellen Nachweis von L-Prolin-Aminopeptidase und  $\beta$ -Galactosaminidase empfohlen.

### ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG

*Candida albicans* ist die Hefezellenart, die am häufigsten in klinischen Proben isoliert wird. Früher wurde *C. albicans* vermeintlich unter Verwendung des Keimschlauchtests identifiziert.<sup>1</sup> Studien haben gezeigt, dass bis zu 5 % der klinischen *C. albicans*-Isolate negativ auf Keimschlauchbildung sind. Darüber hinaus können Pseudohyphen von *Candida tropicalis* in frühen Stadien mit der Keimschlauchbildung verwechselt werden. Perry und Miller untersuchten die Verwendung von 4-Methylumbelliferyl-N-Acetyl- $\beta$ -D-Galactosaminid zum Nachweis eines Enzyms, das von *C. albicans* gebildet wird, der  $\beta$ -Galactosaminidase (MUGAL).<sup>2</sup> Perry et al. modifizierten das Testsubstrat in weiteren Tests und fügten ein zweites Substrat zum Nachweis von L-Prolin-Aminopeptidase (PRO) hinzu.<sup>3</sup> Die kombinierte Verwendung zweier Substrate führte zur Entwicklung einer Methode, die eine verbesserte Sensitivität und Spezifität für die Identifizierung von *Candida* spp. aufweist. Während andere Hefearten entweder auf das eine oder das andere Enzym reagieren, wurde die positive Reaktion von *C. albicans* auf beide Enzyme in Tests nachgewiesen. Diese Substratverbindung bietet eine schnelle Methode ohne Mikroskop zur Identifizierung von *C. albicans*, die genau so effektiv wie der Keimschlauchtest ist.<sup>4</sup>

### TESTPRINZIP

BactiCard® Candida besteht aus zwei separaten Testkreisen. Der MUGAL-Kreis beinhaltet das Substrat, 4-Methylumbelliferyl-N-Acetyl- $\beta$ -D-Galactosaminid. Bei Vorhandensein des Enzyms  $\beta$ -Galactosaminidase setzt dieses Substrat 4-Methylumbelliferon frei, eine hochfluoreszente Verbindung, die durch langwelliges, ultraviolettes Licht nachweisbar ist. Der PRO-Kreis beinhaltet das Substrat L-Prolin- $\beta$ -Naphthylamid. Bei Vorhandensein des Enzyms L-Prolin-Aminopeptidase wird das Substrat hydrolysiert und reagiert mit dem Farbentwickler, was zur Erzeugung einer roten Farbe führt.

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE REAGENZIEN UND MATERIALIEN

- BactiCard® Candida-Testkarten** (25)  
Reaktive Inhaltsstoffe:  
L-Prolin- $\beta$ -Naphthylamid (PRO)  
4-Methylumbelliferyl-N-Acetyl- $\beta$ -D-Galactosaminid (MUGAL)
- Rehydrierende Flüssigkeit** (1 Flasche, 6,0 ml) mit Konservierungsmittel
- Farbentwickler** (1 Fläschchen, 6,0 ml)  
Reaktiver Inhaltsstoff: 0,02 % p-Dimethylaminocinnamaldehyd
- MUGAL-Reagenz** (1 Flasche, 6,0 ml)  
Reaktiver Inhaltsstoff: 4 % Natriumhydroxid
- Applikatorstäbchen** (1 Röhrchen)
- Gebrauchsanweisung** (IFU)

### VORSICHTSMASSNAHMEN

Dieses Produkt ist für die Verwendung in der *In-vitro*-Diagnostik bestimmt und sollte nur von entsprechend geschulten Personen verwendet werden. Mikrobiologischen Gefahren sollte vorgebeugt werden, indem Proben, Behälter und Transportmedien nach Gebrauch sterilisiert werden. Die Gebrauchsanweisung muss sorgfältig gelesen und genau befolgt werden.

### Vorsicht:

- Das MUGAL-Reagens kann Reizungen von Haut, Augen und Atemwegen auslösen.
- Der Farbentwickler ist giftig und kann bei Einatmung, bei Kontakt mit der Haut bzw. bei Verschlucken Gesundheitsschäden hervorrufen. Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder ungeborene Säuglinge schädigen.

- Für genaue Angaben zur chemischen Zusammensetzung der Reagenzien siehe Datenblatt für Materialsicherheit.

### LAGERUNG

Dieses Produkt ist ohne weitere Vorbereitung gebrauchsfertig. Das Produkt sollte in seinem Originalbehälter im Dunkeln bei 2-8°C bis zum Gebrauch aufbewahrt werden. Nicht einfrieren oder überhitzen. Vor Verwendung auf Zimmertemperatur bringen. Vor dem Gebrauch nicht inkubieren. Sobald die Verpackung der Testkarten geöffnet ist, sollten nicht verwendete Testkarten in der mitgelieferten Folientasche bei 2-8°C aufbewahrt werden. Zum Schutz vor Feuchtigkeit verschließen.

### BEEINTRÄCHTIGUNG DER PRODUKTQUALITÄT

Dieses Produkt sollte bei (1) einer Farbänderung, (2) beim Überschreiten des Verfallsdatums und (3) beim Auftreten anderer Anzeichen eines Qualitätsverlusts nicht verwendet werden.

**Hinweis:** Eine Ausfällung des Farbentwicklers oder Farbänderung ist üblich und beeinträchtigt nicht die Testleistung.

### PROBENENTNAHME, LAGERUNG UND TRANSPORT

Die Probenentnahme und -handhabung sollte unter Berücksichtigung der empfohlenen Richtlinien erfolgen.<sup>5</sup>

### BENÖTIGTE MATERIALIEN (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

(1) Gerät zur Sterilisation der Inokulationsschlinge, (2) Inokulationsschlinge, Abstrichbesteck, Probenbehälter, (3) Inkubatoren, andere Klimasysteme, (4) zusätzliche Medien, (5) Qualitätskontrollorganismen, (6) langwelliges, ultraviolettes Licht (Wood-Lampe).

### VERFAHREN

Als Testisolate für den BactiCard® Candida-Test eignen sich 18-72 Stunden alte, reine Hefekulturen.

- BactiCard® Candida mit einer Probenkennung etikettieren.
- Nur ein Isolat pro Testkarte inokulieren.
- Dem Testkreis einen (1) Tropfen BactiCard® Candida-rehydrierender Flüssigkeit zugeben. Den Testbereich nicht übersättigen.
- Jeden Testkreis mit einem sichtbaren Inokulum des Testisolats mithilfe eines Applikatorstäbchens (im Lieferumfang enthalten) inokulieren.
- Fünf (5) Minuten bei Raumtemperatur inkubieren.
- Dem PRO-Testkreis einen (1) Tropfen BactiCard® Candida-Farbentwickler zugeben.
- Eine beobachtbare rote Farbentwicklung innerhalb von 30 Sekunden weist auf einen positiven Test hin.
- Dem MUGAL-Testkreis einen (1) Tropfen BactiCard® Candida-MUGAL-Reagenz zugeben.
- Eine beobachtbare helle blaue Fluoreszenz des MUGAL-Testkreises in einem abgedunkelten Raum mit einem langwelligem, ultraviolettem Licht weist auf einen positiven Test hin.

### INTERPRETATION

#### PRO-Test:

Positiver Nachweis- Rote Farbentwicklung innerhalb von 30 Sekunden  
Negativer Nachweis- Keine Farbveränderung

#### MUGAL-Test:

Positiver Nachweis- Helle blaue Fluoreszenz  
Negativer Nachweis- Keine Fluoreszenz

### ERWARTETE WERTE

Bei *C. albicans* reagieren beide Tests positiv. Wenn entweder der PRO- oder MUGAL-Test oder beide Tests ein negatives Ergebnis zeigen, ist weiteres Prüfen zur Identifikation der Hefeisolate erforderlich.

**Hinweis:** Bei *Candida dubliniensis* reagieren ebenfalls beide Tests (PRO und MUGAL) positiv. Das Wachstum bei erhöhten Temperaturen und die Koloniemorphologie in differenzierten Medien erwies sich als geeignet, die Unterscheidung von *C. albicans* und *C. dubliniensis* zu erleichtern.<sup>6,7</sup>

**QUALITÄTSKONTROLLE**

Alle Chargen von BactiCard® Candida wurden mit den folgenden Kontrollorganismen geprüft und als tauglich befunden. Die im Rahmen der Qualitätssicherung durchgeführten Tests mit Kontrollorganismen sollten die Anforderungen anerkannter Qualitätssicherungsverfahren für Labore erfüllen. Treten im Rahmen der Qualitätskontrolle abweichende Ergebnisse auf, dürfen die Patientenergebnisse nicht verwendet werden.

KONTROLLE	INKUBATION	ERGEBNISSE	
		PRO	MUGAL
<i>Candida albicans</i> ATCC® 10231	Aerobisch, 5 min. bei Raumtemperatur	+	+
<i>Cryptococcus neoformans</i> ATCC® 32045	Aerobisch, 5 min. bei Raumtemperatur	–	–

**LEISTUNGSMERKMALE**

BactiCard® Candida wurde mit 711 Hefestämmen geprüft und zeigte eine höhere Übereinstimmung als 99% mit konventionellen Methoden zur Identifizierung. Sämtliche 152 *C. albicans*-Stämme wurden für PRO und MUGAL positiv getestet. Fünf der 152 Stämme waren Keimschlauch-negativ (3,3%). Bei einem der zusätzlich getesteten 559 Hefeisolate reagierten sechs Stämme auf beide Enzyme positiv (3 von 13 *Candida rugosa*, 2 von 13 *Candida stellatoidea* und 1 von 6 *Trichosporon beigellii*, die sich morphologisch von *C. albicans* unterscheiden).

**EINSCHRÄNKUNGEN**

1. Dieser Test stellt nur einen Teil des Gesamtschemas zur Identifikation von Hefearten dar. Zur endgültigen Identifikation bedarf es weiterer Tests. Weitere Informationen können Sie der entsprechenden Dokumentation entnehmen.<sup>1,5</sup>
2. Testkulturen, die mit Bakterien oder anderen Hefearten durchmischt sind, können zu abweichenden Ergebnissen führen.
3. Testkulturen, die weniger als 18 Stunden alt sind, können zu falsch-negativen Reaktionen führen.
4. Die Verlängerung der Inkubation der Testkarte über den festgelegten Zeitparameter hinweg kann zu einer falsch-positiven Reaktion führen.
5. Einige Hefearten können im MUGAL-Testkreis gelb fluoreszieren. Dieses sollte nicht mit der blauen Fluoreszenz einer tatsächlichen positiven Reaktion verwechselt werden.
6. *C. dubliniensis*, zuerst 1995 beschrieben, bildet ebenfalls Keimschläuche und Chlamydosporen.<sup>8</sup> Das Wachstum bei erhöhten Temperaturen und die Morphologie in differenzierten Medien erwies sich als geeignet, die Unterscheidung von.

**LITERATURANGABEN**

1. Winn, W., S. Allen, J. William, E. Koneman, G. Procop, P. Schreckenberger, and G. Woods. 2006. Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 6<sup>th</sup> ed. Lippincott Williams and Wilkins, Baltimore, MD.
2. Perry J.L. and G.R. Miller. 1987. J. Clin. Microbiol. 25:2424–2425.
3. Perry J.L., G.R. Miller and D.L. Carr. 1990. J. Clin. Microbiol. 28:614–615.
4. Dealler, S.F. 1991. J. Clin. Microbiol. 29:1081–1082.
5. Murray P.R., E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M.L. Landry and M.A. Pfaller. 2007. Manual of Clinical Microbiology. 9<sup>th</sup> ed. ASM Press, Washington, D.C.
6. Al Mosaid A., D. Sullivan, I.F. Salkin, D. Shanley and D.C. Coleman. 2001. J. Clin. Microbiol. 39:323–327.
7. Wabale V.R., A.S. Kagal, R.S. Mani and R. Bharadwaj. 2007. Indian J. Med. Microbiol. 25:304–305. Retrieved October 1, 2008 from: <http://www.ijmm.org/text.asp?2007/25/3/304/34787>.
8. Sullivan, D.J., T.J. Westermeng, K.A. Haynes, D.E. Bennett, and D.C. Coleman. 1995. Microbiology. 141:1507–1521.

**PACKUNGSGRÖSSE**

REF R21106, BactiCard® Candida ..... 25 Tests/Kit

**Symbollegende**

REF	Katalog-Nummer
IVD	Medizinprodukt zur In-vitro-Diagnostik
LAB	Für den Laboreinsatz
	Gebrauchsanweisung beachten
	Temperaturbereich (Lagerungstemperatur)
LOT	Chargenbezeichnung (Chargennummer)
	Verwendbar bis (Verfallsdatum)
EC REP	Autorisierte Vertretung für EU-Länder



BactiCard® ist eine eingetragene Marke der Remel Inc.  
ATCC® ist eine eingetragene Marke der American Type Culture Collection.

# remel

## BactiCard® Candida

### UTILISATION PRÉVUE

BactiCard® Candida Remel est recommandé pour un usage au cours de procédures qualitatives afin d'aider à l'identification de *Candida albicans* grâce à la détection rapide de L-proline aminopeptidase et de  $\beta$ -galactosaminidase.

### RÉSUMÉ ET EXPLICATION

Le *Candida albicans* est l'espèce de levures la plus souvent isolée des échantillons cliniques. D'un point de vue historique, le *Candida albicans* aurait été identifié à l'aide du test de germination en tube.<sup>1</sup> Certaines études ont toutefois démontré que jusqu'à 5 % des isolats cliniques de *Candida albicans* sont négatifs à la germination en tube. De plus, des pseudohyphes précoces de *Candida tropicalis* peuvent être confondus avec la formation de germes en tube. Perry et Miller ont évalué l'utilisation de 4-méthylumbelliferyl-N-acétyl- $\beta$ -D-galactosamine pour détecter une enzyme produite par les *Candidas albicans*, la galactosaminidase (MUGAL)<sup>2</sup>. Dans un test ultérieur, Perry et al. ont modifié le substrat du test et ont ajouté un second substrat afin de détecter la L-proline-aminopeptidase (PRO).<sup>3</sup> L'utilisation combinée des deux substrats a fourni une méthode d'une sensibilité et d'une spécificité améliorées permettant d'aider à identifier les *Candida* spp. Tandis que d'autres espèces de levures ont été détectées positives pour l'une ou l'autre enzyme, les *C. albicans* ont été testés positifs pour les deux enzymes. Cette combinaison de substrats fournit une méthode rapide et non-microscopique d'aide à l'identification des *C. albicans*, aussi efficace que le test de germination en tube.<sup>4</sup>

### PRINCIPE

BactiCard® Candida consiste en deux cercles de test séparés. Le cercle MUGAL contient le substrat, 4-méthylumbelliferyl-N-acétyl- $\beta$ -D-galactosamine. En présence de cette enzyme, la  $\beta$ -galactosaminidase, ce substrat libère du 4-méthylumbelliférone, un composé fortement fluorescent détectable à l'aide de lumière ultraviolette à ondes longues. Le cercle PRO contient le substrat, L-proline- $\beta$ -naphthylamide. En présence de l'enzyme, L-proline aminopeptidase, le substrat est hydrolysé et réagit au développeur de coloration pour former une couleur rouge.

### RÉACTIFS ET MATÉRIEL FOURNIS

- Cartes de tests BactiCard® Candida (25)**  
Ingrédients réactifs :  
L-Proline- $\beta$ -naphthylamide (PRO)  
4-Méthylumbelliferyl-N-acétyl- $\beta$ -D-galactosamine (MUGAL)
- Fluide réhydratant (1 flacon, 6,0 ml) avec conservateur**
- Développeur de coloration (1 flacon, 6,0 ml)**  
Ingrédient réactif : p-diméthylaminocinnamaldéhyde à 0,02 %
- Réactif MUGAL (1 flacon, 6,0 ml)**  
Ingrédient réactif : Hydroxyde de sodium à 4 %
- Bâtonnets applicateurs (1 flacon)**
- Mode d'emploi (IFU)**

### PRÉCAUTIONS

Ce produit, exclusivement destiné à un usage diagnostique *In Vitro*, ne doit être utilisé que par des personnes dûment formées. Il faut prendre toutes les précautions contre les risques microbiologiques et il est indispensable de bien stériliser les prélèvements, les récipients et les milieux après usage. Il faut lire attentivement les instructions et les respecter scrupuleusement.

#### Attention !

- Le réactif MUGAL peut irriter la peau, les yeux et les voies respiratoires.
- Le développeur de coloration est toxique et nocif en cas d'inhalation, de contact avec la peau ou d'ingestion. Risque de réduire la fécondité. Dangereux pour l'enfant à naître.
- Se reporter aux fiches signalétiques pour les informations détaillées sur les réactifs chimiques.

### STOCKAGE

Ce produit est prêt à l'emploi ; aucune préparation supplémentaire n'est nécessaire. Stocker le produit dans son flacon d'origine à une température comprise entre 2 et 8°C jusqu'à son utilisation. Ne pas congeler ni surchauffer. Attendre que le produit atteigne la température ambiante avant de l'utiliser. Ne pas incubé avant utilisation. Une fois ouvert, conserver les cartes de test inutilisées à une température comprise entre -2 et 8°C dans le sachet métallisé fourni. Sceller pour les tenir à l'abri de l'humidité.

### DÉTÉRIORATION DU PRODUIT

Ce produit ne doit pas être utilisé si (1) la couleur a changé, (2) la date de péremption est dépassée ou (3) d'autres signes de détérioration sont présents.

**Remarque :** La formation d'un précipité dans le développeur de coloration aux températures de stockage est fréquente et n'a aucune incidence sur les performances du test.

### RECUEIL, CONSERVATION ET TRANSPORT DES PRÉLÈVEMENTS

Les échantillons doivent être prélevés et manipulés conformément aux recommandations en usage dans la profession.<sup>5</sup>

### MATÉRIEL REQUIS, MAIS NON FOURNI

(1) Dispositif de stérilisation en boucle, (2) boucle à inoculation, écouvillons, récipients de prélèvement, (3) incubateurs, systèmes environnementaux alternatifs, (4) milieux supplémentaires, (5) organismes de contrôle de qualité, (6) lumière ultraviolette à ondes longues (lampe de Woods).

### PROCÉDURE

Les isolats de test acceptables pour être testés avec BactiCard® Candida sont des cultures de levures pures ayant de 18 à 72 heures.

- Apposer une étiquette identifiant l'échantillon sur la carte BactiCard® Candida.
- Inoculer un seul isolat par carte de test.
- Ajouter une (1) goutte de fluide réhydratant BactiCard® Candida à chaque cercle de test. Ne pas saturer excessivement la zone de test.
- Inoculer chaque cercle de test avec un inoculum visible de l'isolat de test à l'aide d'un bâtonnet applicateur (fourni).
- Incuber à température ambiante pendant (5) minutes.
- Ajouter une (1) goutte de développeur de coloration BactiCard® Candida au cercle de test PRO.
- Observer l'apparition d'une coloration rouge dans les 30 secondes, laquelle indique un test positif.
- Ajouter une (1) goutte de réactif MUGAL BactiCard® Candida au cercle de test MUGAL.
- Observer le cercle de test MUGAL dans une pièce obscure avec une lumière ultraviolette à ondes longues ; l'apparition d'une fluorescence bleu clair indique un test positif.

### INTERPRÉTATION

#### Test PRO:

Test positif - Apparition d'une coloration rouge dans les 30 secondes  
Test négatif - Aucune modification de couleur

#### Test MUGAL:

Test positif - Fluorescence bleu clair  
Test négatif - Pas de fluorescence

### VALEURS ATTENDUES

Le *Candida albicans* est positif aux deux tests. Si le test PRO ou MUGAL est négatif ou si les deux tests sont négatifs, une autre analyse est nécessaire pour identifier l'isolat de levure.

**Remarque :** Le *Candida dubliniensis* est également positif aux deux tests PRO et MUGAL. La croissance à des températures élevées et la morphologie de la colonie sur un milieu différentiel ont été signalées pour faciliter la différenciation entre *Candidas albicans* et *Candidas dubliniensis*.<sup>6,7</sup>

**CONTRÔLE DE QUALITÉ**

Tous les numéros de lots de BactiCard® Candida ont été testés avec les organismes de contrôle de qualité suivants et ont été reconnus acceptables. Les tests des organismes de contrôle doivent respecter les critères établis pour les procédures de contrôle qualité en laboratoire. En cas de résultats de contrôle de qualité aberrants, ne pas rendre les résultats des patients.

CONTRÔLE	INCUBATION	RÉSULTATS	
		PRO	MUGAL
<i>Candida albicans</i> ATCC® 10231	Aérobic, 5 min à température ambiante	+	+
<i>Cryptococcus neoformans</i> ATCC® 32045	Aérobic, 5 min à température ambiante	–	–

**CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCES**

BactiCard® Candida a été évalué avec 711 souches de levures et a démontré une conformité supérieure à 99% avec les méthodes d'identification conventionnelles. Les 152 souches de *C. albicans* testées étaient positives aux tests PRO et MUGAL. Cinq des 152 souches étaient négatives à la germination en tube (3,3%). Sur les 559 isolats de levure supplémentaires évalués, six souches se sont avérées positives aux deux enzymes (3 *Candida rugosa* sur 13, 2 *Candida stellatoidea* sur 13, et 1 *Trichosporon beigeli* sur 6, qui est morphologiquement différent du *C. albicans*).

**LIMITES**

1. Ce test constitue seulement une partie du modèle global d'identification des levures. D'autres analyses sont nécessaires pour obtenir une identification définitive. Consulter les références correspondantes pour obtenir de plus amples instructions.<sup>1,5</sup>
2. Tester des cultures mélangées à des bactéries ou à d'autres espèces de levures peut conduire à des résultats aberrants.
3. Tester des cultures de moins de 18 heures peut provoquer des réactions faussement négatives.
4. Étendre l'incubation de la carte de test au-delà du paramètre de durée spécifié peut entraîner une réaction faussement positive.
5. Certaines espèces de levures peuvent apparaître jaunes fluorescentes sur le cercle de test MUGAL et ne doivent pas être confondues avec la fluorescence bleue d'une réaction véritablement positive.
6. Le *Candida dubliniensis*, décrit pour la première fois en 1995, produit également une germination en tube et des chlamydospores.<sup>8</sup> Il a été démontré que la croissance à des températures élevées et la morphologie sur milieu différentiel facilitaient la différenciation entre *Candida albicans* et *Candida dubliniensis*.<sup>6,7</sup>

**BIBLIOGRAPHIE**

1. Winn, W., S. Allen, J. William, E. Koneman, G. Procop, P. Schreckenberger, and G. Woods. 2006. Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 6<sup>th</sup> ed. Lippincott Williams and Wilkins, Baltimore, MD.
2. Perry J.L. and G.R. Miller. 1987. J. Clin. Microbiol. 25:2424–2425.
3. Perry J.L., G.R. Miller and D.L. Carr. 1990. J. Clin. Microbiol. 28:614–615.
4. Dealler, S.F. 1991. J. Clin. Microbiol. 29:1081–1082.
5. Murray P.R., E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M.L. Landry and M.A. Pfaller. 2007. Manual of Clinical Microbiology. 9<sup>th</sup> ed. ASM Press, Washington, D.C.
6. Al Mosaid A., D. Sullivan, I.F. Salkin, D. Shanley and D.C. Coleman. 2001. J. Clin. Microbiol. 39:323–327.
7. Wabale V.R., A.S. Kagal, R.S. Mani and R. Bharadwaj. 2007. Indian J. Med. Microbiol. 25:304–305. Retrieved October 1, 2008 from: <http://www.ijmm.org/text.asp?2007/25/3/304/34787>.
8. Sullivan, D.J., T.J. Westerneng, K.A. Haynes, D.E. Bennett, and D.C. Coleman. 1995. Microbiology. 141:1507–1521.

**CONDITIONNEMENT**

REF R21106, BactiCard® Candida ..... 25 tests/kits

**Légende des Symboles**

REF	Numéro de référence catalogue
IVD	Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i>
LAB	Pour utilisation en laboratoire
	Consulter le mode d'emploi (IFU)
	Limites de température (stockage)
LOT	Code du lot (numéro de lot)
	À utiliser avant le (date de péremption)
EC REP	Représentant autorisé pour l'UE



BactiCard® est une marque déposée de Remel Inc.  
ATCC® est une marque déposée d'American Type Culture Collection.

IFU 21106, révisée le 2009-02-02

Imprimée aux États-Unis

# remel

## BactiCard® Candida

### USO PREVISTO

L'utilizzo di Remel BactiCard® Candida è indicato nelle procedure qualitative per facilitare l'identificazione di *Candida albicans* attraverso il rapido rilevamento degli enzimi L-prolina aminopeptidasi e  $\beta$ -galattosaminidasi.

### SOMMARIO E SPIEGAZIONE

*Candida albicans* è la specie di lievito isolata più di frequente dai campioni clinici. Storicamente, la *C. albicans* è stata presumibilmente identificata utilizzando il test di germinazione (Germ tube test)<sup>1</sup>. Studi hanno dimostrato che fino al 5% di isolati clinici di *C. albicans* è negativo al test di germinazione. Inoltre, pseudoife precoci di *Candida tropicalis* possono essere confuse con la formazione del test di germinazione. Perry e Miller hanno valutato l'utilizzo del 4-metilumbelliferil-N-acetil- $\beta$ -D-galattosaminide per la rilevazione di un enzima prodotto dalla *C. albicans*, il  $\beta$ -galattosaminidasi (MUGAL).<sup>2</sup> In successive analisi, Perry et al. hanno modificato il substrato del test e hanno incluso un secondo substrato per il rilevamento di L-prolina-aminopeptidasi (PRO).<sup>3</sup> L'uso combinato dei due substrati ha fornito un metodo dalla maggiore sensibilità e specificità per facilitare l'identificazione di *Candida* spp. Sebbene altre specie di lieviti siano risultate positive all'uno o all'altro enzima, la *C. albicans* è risultata positiva a entrambi gli enzimi. Questa combinazione di substrati fornisce un metodo rapido e non microscopico che facilita l'identificazione di *C. albicans* tanto efficacemente quanto il test di germinazione.<sup>4</sup>

### PRINCIPIO

BactiCard® Candida comprende due cerchi del test separati. Il cerchio MUGAL contiene il substrato, il 4-metilumbelliferil-N-acetil- $\beta$ -D-galattosaminide. In presenza dell'enzima  $\beta$ -galattosaminidasi, questo substrato rilascia il 4-metilumbelliferone, un composto altamente fluorescente quando viene sottoposto alla luce ultravioletta a onde lunghe. Il cerchio PRO contiene il substrato, L-prolina- $\beta$ -naftilamide. In presenza dell'enzima L-prolina aminopeptidasi, il substrato viene idrolizzato e reagisce con lo sviluppatore cromatico dando un colore rosso.

### REAGENTI E MATERIALI FORNITI

- Carte del test BactiCard® Candida (25)**  
Principi del test:  
L-prolina- $\beta$ -naftilamide (PRO)  
4-Metilumbelliferil-N-acetil- $\beta$ -D-galattosaminide (MUGAL)
- Liquido reidratante** (1 flacone, 6,0 ml) con conservanti
- Sviluppatore cromatico** (1 flacone, 6,0 ml)  
Principio del test reattivo: 0,02% p-dimetil ammino cinnamalide
- Reagente MUGAL** (1 flacone, 6,0 ml)  
Principio del test reattivo: 4% Idrossido di sodio
- Tamponcini applicatori** (1 fiala)
- Istruzioni per l'uso (IFU)**

### PRECAUZIONI

Il prodotto è indicato esclusivamente per uso diagnostico *in vitro* e deve essere utilizzato solo da personale competente ed esperto. Si raccomanda di adottare le dovute precauzioni contro eventuali rischi microbiologici, sterilizzando opportunamente dopo l'uso campioni, contenitori e terreni di coltura. Leggere con attenzione le istruzioni contenute in questo documento e attenersi scrupolosamente.

### Attenzione!

- MUGAL Reagent può essere irritante per la pelle, per gli occhi e per le vie respiratorie.
- Lo sviluppatore cromatico è tossico e nocivo per inalazione, per contatto con la pelle o per ingestione. Può ridurre la fertilità e danneggiare i bambini non ancora nati.
- Consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto per informazioni dettagliate sui reagenti chimici.

### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Questo prodotto è pronto per l'uso e non occorre ulteriore preparazione. Il prodotto deve essere conservato nel suo contenitore originale a una temperatura di 2-8°C fino al momento dell'utilizzo. Non congelare né surriscaldare. Il prodotto deve essere portato a temperatura ambiente prima dell'uso. Non incubare prima dell'uso. Una volta aperto, tenere le carte inutilizzate del test ad una temperatura di 2-8°C, all'interno della busta risigillabile fornita. Sigillare per proteggere dall'umidità.

### DETERIORAMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto non deve essere usato se (1) ha cambiato colore, (2) ha superato la data di scadenza oppure (3) presenta segni di deterioramento.

**Nota:** la formazione di precipitato nello sviluppatore cromatico a temperature di conservazione è comune e non inficia i risultati del test.

### PRELIEVO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI CAMPIONI

Prelevare e trattare i campioni attenendosi alle linee guida raccomandate.<sup>5</sup>

### MATERIALE NECESSARIO MA NON FORNITO

Dispositivo di sterilizzazione per anse, (2) ansa per inoculo, tamponi, contenitori di raccolta, (3) termostato o sistemi per la formazione di atmosfere modificate, (4) terreni di coltura supplementari, (5) microrganismi per il controllo qualità, (6) luce ultravioletta a onde lunghe (Lampada di Wood).

### PROCEDIMENTO

Gli isolati del test accettabili per il test con BactiCard® Candida sono colture pure di lievito da 18-72 ore.

- Etichettare BactiCard® Candida con l'identificazione del campione.
- Inoculare un solo isolato per ciascuna carta del test.
- Aggiungere una (1) goccia di liquido reidratante BactiCard® Candida a ciascun cerchio del test. Non saturare eccessivamente l'area del test.
- Inoculare ciascun cerchio del test con un inoculo visibile dell'isolato del test, utilizzando un bastoncino applicatore (in dotazione).
- Incubare a temperatura ambiente per cinque (5) minuti.
- Aggiungere una (1) goccia di sviluppatore cromatico BactiCard® Candida al cerchio PRO del test.
- Osservare lo sviluppo di colore rosso entro 30 secondi, indicazione di un test positivo.
- Aggiungere una (1) goccia di MUGAL Reagent BactiCard® Candida al cerchio MUGAL del test.
- Osservare il cerchio MUGAL del test al buio con una luce ultravioletta a onde lunghe, per la produzione di una fluorescenza blu vivace, indicazione di un test positivo.

### INTERPRETAZIONE

#### Test PRO:

Test positivo - Sviluppo di colore rosso entro 30 secondi  
Test negativo - Nessun cambiamento di colore

#### Test MUGAL:

Test positivo - Fluorescenza blu vivace  
Test negativo - Nessuna fluorescenza

### RISULTATI ATTESI

*C. albicans* è positivo per entrambi i test. Se il test PRO o quello MUGAL è negativo, o se entrambi i test sono negativi, sono necessarie ulteriori analisi per identificare l'isolato di lievito.

**Nota:** *Candida dubliniensis* è inoltre positivo sia per PRO sia per MUGAL. È stato riportato che una crescita a temperature elevate e la morfologia delle colonie su terreni di coltura differenziali faciliti la differenziazione di *C. albicans* e *C. Dubliniensis*.<sup>6,7</sup>

### CONTROLLO QUALITÀ

Ogni lotto di BactiCard® Candida è stato sottoposto a controllo qualità con i microrganismi di seguito indicati, ottenendo risultati ritenuti



## ITALIAN

soddisfacenti. I test di controllo qualità devono essere eseguiti in conformità con le procedure di controllo qualità definite dal laboratorio. Se i test di controllo qualità forniscono risultati aberranti, i risultati ottenuti con i campioni in esame non devono essere refertati.

CONTROLLO	INCUBAZIONE	Risultati	
		PRO	MUGAL
<i>Candida albicans</i> ATCC® 10231	Aerobico, 5 min. @ Temperatura ambiente	+	+
<i>Cryptococcus neoformans</i> ATCC® 32045	Aerobico, 5 min. @ Temperatura ambiente	–	–

### CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

BactiCard® Candida è stato analizzato con 711 ceppi di lieviti e ha ottenuto un consenso superiore al 99% rispetto ai metodi di rilevazione convenzionali. Tutti i 152 ceppi di *C. albicans* analizzati sono risultati positivi al PRO e al MUGAL. Cinque dei 152 ceppi sono risultati negativi al test di germinazione (3,3%). Degli ulteriori 559 lieviti isolati analizzati, sei ceppi sono risultati positivi a entrambi gli enzimi (3 su 13 *Candida rugosa*, 2 su 13 *Candida stellatoidea* e 1 su 6 *Trichosporon beigelii*, morfologicamente diverso da *C. albicans*).

### LIMITAZIONI

- Questo test fa parte dello schema complessivo per l'identificazione dei lieviti. Per un'identificazione definita, sono necessarie ulteriori analisi. Consultare i riferimenti appropriati per ulteriori istruzioni.<sup>1,5</sup>
- Le colture per i test mischiate a batteri o ad altre specie di lieviti potrebbero produrre risultati aberranti.
- Le colture utilizzate per i test che siano più vecchie di 18 ore possono produrre false reazioni negative.
- Estendere il periodo di incubazione delle carte dei test oltre i parametri di tempo specificati può produrre false reazioni positive.
- Alcune specie di lievito possono sembrare giallo fluorescenti sul cerchio MUGAL del test e non devono essere confuse con la fluorescenza blu della vera reazione positiva.
- La *C. dubliniensis*, descritta per la prima volta nel 1995, produce inoltre germ tube e clamidospore.<sup>6</sup> È stato scoperto che una crescita a temperature elevate e la morfologia delle colonie su terreni di coltura differenziali faciliti la differenziazione di *C. albicans* e *C. dubliniensis*.<sup>6,7</sup>




### BIBLIOGRAFIA

- Winn, W., S. Allen, J. William, E. Koneman, G. Procop, P. Schreckenberger, and G. Woods. 2006. Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 6<sup>th</sup> ed. Lippincott Williams and Wilkins, Baltimore, MD.
- Perry, J.L. and G.R. Miller. 1987. J. Clin. Microbiol. 25:2424-2425.
- Perry, J.L., G.R. Miller, and D.L. Carr. 1990. J. Clin. Microbiol. 28:614-615.
- Dealler, S.F. 1991. J. Clin. Microbiol. 29:1081-1082.
- Murray, P.R., E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M.L. Landry, and M.A. Pfaller. 2007. Manual of Clinical Microbiology. 9<sup>th</sup> ed. ASM Press, Washington, D.C.
- Al Mosaid, A., D. Sullivan, I.F. Salkin, D. Shanley, and D.C. Coleman. 2001. J. Clin. Microbiol. 39:323-327.
- Wabale, V.R., A.S. Kagal, R.S. Mani, and R. Bharadwaj. 2007. Indian J. Med. Microbiol. 25:304-305. Retrieved October 1, 2008 from: <http://www.ijmm.org/text.asp?2007/25/3/304/34787>.
- Sullivan, D.J., T.J. Westerneng, K.A. Haynes, D.E. Bennett, and D.C. Coleman. 1995. Microbiology. 141:1507-1521.

### CONFEZIONE

REF R21106, BactiCard® Candida ..... Kit per 25 test

### Legenda dei Simboli

REF	Numero catalogo
IVD	Dispositivo per uso diagnostico in vitro
LAB	Per uso in laboratorio
	Consultare le istruzioni per l'uso (Istruzioni per l'uso)
	Limitazioni per temperatura (Temperatura di conservazione.)
LOT	Codice lotto (Numero lotto)
	Da utilizzare entro (data di scadenza)
EC REP	Rappresentante autorizzato per l'Europa



BactiCard® è un marchio registrato di Remel Inc.  
ATCC® è un marchio registrato di American Type Culture Collection.

IFU 21106, Data ultima revisione: 2009-02-02

Stampato in U.S.A.

12076 Santa Fe Drive, Lenexa, KS 66215, USA

Informazioni generali: (800) 255-6730 Assistenza tecnica: (800) 447-3641 Ufficio vendite: (800) 447-3635

Tel. locale/internazionale (913) 888-0939 Fax dall'estero: (913) 895-4128

Sito Web: [www.remel.com](http://www.remel.com) Indirizzo posta elettronica: [remel@remel.com](mailto:remel@remel.com)



# remel

## BactiCard® Candida

### USO PREVISTO

Se recomienda Remel BactiCard® Candida para su uso en procedimientos cualitativos con el fin de asistir en la identificación de *Candida albicans* mediante la rápida detección de L-prolina aminopeptidasa y  $\beta$ -galactosaminidasa.

### RESUMEN Y EXPLICACIÓN

*Candida albicans* es la especie de levadura que se suele aislar con mayor frecuencia en muestras clínicas. Tradicionalmente, la identificación de presunción de *C. albicans* se ha realizado mediante la prueba del tubo germinativo.<sup>1</sup> Algunos estudios han indicado que hasta el 5% de los aislados clínicos de *C. albicans* producen un resultado negativo en esta prueba. Además, las primeras formaciones de pseudohifas de *Candida tropicalis* pueden confundirse con la formación de tubos germinativos. Perry y Miller evaluaron el uso de 4-metilumbeliferil-N-acetil- $\beta$ -D-galactosaminidasa para detectar una enzima producida por la *C. albicans*:  $\beta$ -galactosaminidasa (MUGAL).<sup>2</sup> En pruebas posteriores, Perry y cols. modificaron el sustrato de la prueba y añadieron un segundo sustrato para la detección de L-prolina aminopeptidasa (PRO).<sup>3</sup> El uso combinado de dos sustratos hizo posible un método de sensibilidad y especificidad mejoradas para facilitar la identificación de especies de *Candida*. Mientras que otras especies de levadura dieron resultados positivos para sólo una de las dos enzimas, *C. albicans* dio resultados positivos para ambas. Esta combinación de sustratos proporciona un método rápido y no microscópico para facilitar la identificación de *C. albicans* con tanta efectividad como con la prueba del tubo germinativo.<sup>4</sup>

### PRINCIPIO DE LA PRUEBA

BactiCard® Candida consiste en dos círculos de prueba independientes. El círculo MUGAL contiene el sustrato 4-metilumbeliferil-N-acetil- $\beta$ -D-galactosaminidasa. En presencia de la enzima  $\beta$ -galactosaminidasa, dicho sustrato libera 4-metilumbeliferona, un compuesto altamente fluorescente detectable con luz ultravioleta de onda larga. El círculo PRO contiene el sustrato L-prolina- $\beta$ -naftilamida. En presencia de la enzima L-prolina aminopeptidasa, el sustrato se hidroliza y reacciona con el Revelador de color para producir un color rojo.

### REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS

- Tarjetas de prueba BactiCard® Candida (25)**  
Ingredientes de los reactivos:  
L-Prolina- $\beta$ -naftilamida (PRO)  
4-Metilumbeliferil-N-acetil- $\beta$ -D-galactosaminidasa (MUGAL)
- Líquido rehidratante** (1 frasco de 6,0 ml) con conservante
- Revelador de color** (1 frasco de 6,0 ml)  
Ingredientes de los reactivos: p-dimetilaminocinamaldehído al 0,02%
- Reactivo MUGAL** (1 frasco de 6,0 ml)  
Ingredientes de los reactivos: Hidróxido sódico al 4%
- Aplicadores** (1 vial)
- Instrucciones de uso (IFU)**

### PRECAUCIONES

Este producto es para utilizarlo en diagnóstico *in vitro* y debe ser utilizado por personal con la formación adecuada. Deben tomarse precauciones frente a los riesgos microbiológicos, esterilizando correctamente muestras, envases y medios después de su uso. Se deben leer y seguir atentamente las instrucciones.

#### ¡Precaución!

- El reactivo MUGAL puede irritar la piel, los ojos y el aparato respiratorio.
- El Revelador de color es tóxico y nocivo en contacto con la piel y por ingestión. Puede alterar la fertilidad o provocar daños en el feto.

- Obtenga información más detallada sobre productos químicos reactivos en la Hoja de datos de seguridad de los materiales.

### ALMACENAMIENTO

Este producto se presenta listo para su uso y no requiere más preparación. Guarde este producto en su envase original, a una temperatura de 2-8°C hasta el momento de su uso. No lo congele ni lo sobrecaliente. Deje que el producto se estabilice a temperatura ambiente antes de su uso. No lo incube antes de utilizarlo. Una vez abierto el envase, mantenga las tarjetas sin utilizar a una temperatura de 2-8°C en la bolsa de aluminio suministrada. Séllela para proteger el contenido de la humedad.

### DETERIORO DEL PRODUCTO

Este producto no se debe usar si: 1) el color ha cambiado; 2) se ha sobrepasado la fecha de caducidad, o 3) hay otros signos de deterioro.

**Nota:** la formación de un precipitado en el Revelador de color a temperatura de almacenamiento es normal y no afecta al rendimiento de la prueba.

### RECOGIDA, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MUESTRAS

Las muestras se deben recoger y manipular de acuerdo con las recomendaciones siguientes.<sup>5</sup>

### MATERIALES NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS

(1) Asa de esterilización, (2) asa de inoculación, torundas y envases para recogidas, (3) incubadoras, sistemas ambientales alternativos, (4) medios complementarios, (5) microorganismos para el control de calidad, (6) luz ultravioleta de onda larga (lámpara Woods).

### PROCEDIMIENTO

Los aislados en estudio aceptables para el ensayo con BactiCard® Candida son los cultivos puros de levadura de 18-72 horas.

- Adhiera a la BactiCard® Candida una etiqueta con la identificación de la muestra.
- Inocule solamente un aislado en cada tarjeta de prueba.
- Añada una (1) gota de líquido rehidratante BactiCard® Candida a cada círculo de prueba. No sature en exceso el área de la prueba.
- Inocule cada círculo de prueba con un inóculo visible del aislado de la prueba mediante un aplicador (suministrado).
- Incube a temperatura ambiente durante cinco (5) minutos.
- Añada una (1) gota de Revelador de color BactiCard® Candida al círculo de prueba PRO.
- Observe si hay desarrollo de color rojo al cabo de 30 segundos, lo que indicaría un resultado positivo.
- Añada una (1) gota de reactivo MUGAL BactiCard® Candida al círculo de prueba MUGAL.
- Observe el círculo de prueba MUGAL en una habitación oscura con una luz ultravioleta de onda larga para ver si se produce una fluorescencia azul intensa, lo que indicaría un resultado positivo.

### INTERPRETACIÓN

#### Prueba PRO:

Resultado positivo: desarrollo de color rojo a los 30 segundos

Resultado negativo: no hay cambio de color

#### Prueba MUGAL:

Resultado positivo: fluorescencia azul intensa

Resultado negativo: no hay fluorescencia

### VALORES ESPERADOS

*C. albicans* produce un resultado positivo en ambas pruebas. Si el resultado de las pruebas PRO o MUGAL es negativo, o si ambas son negativas, serán necesarias más pruebas para identificar el aislado de levadura.

**Nota:** *Candida dubliniensis* también da resultado positivo a las pruebas PRO y MUGAL. Se ha informado que el crecimiento a temperaturas elevadas y la morfología de la colonia en medios diferenciales facilita la diferenciación de *C. albicans* y *C. dubliniensis*.<sup>6,7</sup>

**CONTROL DE CALIDAD**

Todos los lotes de BactiCard® Candida se han probado utilizando los siguientes microorganismos de control de calidad y los resultados han sido aceptables. El estudio de los microorganismos de control se debe realizar de acuerdo con los procedimientos de control de calidad establecidos en el laboratorio. Si se observan resultados anómalos en el control de calidad, no deben comunicarse los resultados de los pacientes.

CONTROL	INCUBACIÓN	RESULTADOS	
		PRO	MUGAL
<i>Candida albicans</i> ATCC® 10231	Aerobiosis, 5 minutos a temperatura ambiente	+	+
<i>Cryptococcus neoformans</i> ATCC® 32045	Aerobiosis, 5 minutos a temperatura ambiente	-	-

**CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO**

BactiCard® Candida se ha evaluado con 711 cepas de levadura y ha demostrado una coincidencia superior al 99% con los métodos de identificación convencionales. Las 152 cepas de *C. albicans* evaluadas dieron positivo a las pruebas PRO y MUGAL. Cinco de 152 cepas dieron resultado negativo a la prueba del tubo germinativo (3,3%). De los 559 aislados de levadura restantes, seis cepas dieron resultado positivo para ambas enzimas (3 de 13 *Candida rugosa*, 2 de 13 *Candida stellatoidea* y 1 de 6 *Trichosporon beigeli*, que es morfológicamente distinta de la *C. albicans*).

**LIMITACIONES**

- Esta prueba sólo es parte de un sistema global para la identificación de levaduras. Para que la identificación sea definitiva es necesario realizar más pruebas. Consulte las referencias apropiadas para obtener más instrucciones.<sup>1,5</sup>
- El análisis de cultivos mezclados con bacterias u otras especies de levadura puede generar resultados anómalos.
- El análisis de cultivos con menos de 18 horas de antigüedad puede producir resultados falsos negativos.
- Alargar el periodo de incubación de la tarjeta de prueba más allá de los parámetros temporales especificados puede producir resultados falsos positivos.
- Algunas especies de levadura puede parecer que emiten una fluorescencia amarilla en el círculo de prueba MUGAL, lo que no debe confundirse con la fluorescencia azul de una auténtica reacción positiva.
- C. dubliniensis*, cuya primera descripción data de 1995, produce también tubos de germinación y clamidiosporas.<sup>8</sup> Se ha visto que el crecimiento a temperaturas elevadas y la morfología de los medios diferenciales facilita la diferenciación de *C. albicans* y *C. dubliniensis*.<sup>6,7</sup>

**BIBLIOGRAFÍA**

- Winn, W., S. Allen, J. William, E. Koneman, G. Procop, P. Schreckenberger, and G. Woods. 2006. Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 6<sup>th</sup> ed. Lippincott Williams and Wilkins, Baltimore, MD.
- Perry J.L. and G.R. Miller. 1987. J. Clin. Microbiol. 25:2424–2425.
- Perry J.L., G.R. Miller and D.L. Carr. 1990. J. Clin. Microbiol. 28:614–615.
- Dealler, S.F. 1991. J. Clin. Microbiol. 29:1081–1082.
- Murray P.R., E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M.L. Landry and M.A. Pfaller. 2007. Manual of Clinical Microbiology. 9<sup>th</sup> ed. ASM Press, Washington, D.C.
- Al Mosaid A., D. Sullivan, I.F. Salkin, D. Shanley and D.C. Coleman. 2001. J. Clin. Microbiol. 39:323–327.
- Wabale V.R., A.S. Kagal, R.S. Mani and R. Bharadwaj. 2007. Indian J. Med. Microbiol. 25:304–305. Retrieved October 1, 2008 from: <http://www.ijmm.org/text.asp?2007/25/3/304/34787>.
- Sullivan, D.J., T.J. Westerneng, K.A. Haynes, D.E. Bennett, and D.C. Coleman. 1995. Microbiology. 141:1507–1521.

**PRESENTACIÓN**

REF R21106, BactiCard® Candida ..... Kit de 25 pruebas

**Símbolos**

REF	Número de catálogo
IVD	Producto sanitario para diagnóstico <i>in vitro</i>
LAB	Para uso en laboratorio
	Consultar las instrucciones de uso (IFU)
	Límite de temperatura (de almacenamiento)
LOT	Código de lote (número de lote)
	Fecha de caducidad
EC REP	Representante autorizado en Europa



BactiCard® es una marca registrada de Remel Inc.  
ATCC® es una marca registrada de American Type Culture Collection.

IFU 21106, revisado el 2009-02-02

Impreso en los EE.UU.

12076 Santa Fe Drive, Lenexa, KS 66215, EE.UU.

Información general: (800) 255-6730 Servicio técnico: (800) 447-3641 Pedidos: (800) 447-3635  
Teléfono local/internacional: (913) 888-0939 Fax internacional: (913) 895-4128  
Dirección en Internet: [www.remel.com](http://www.remel.com) Correo electrónico: [remel@remel.com](mailto:remel@remel.com)